



COSMED
The Metabolic Company

● Forced Oscillations Test (FOT)

Quark i2m

اندازه گیری کامل مقاومت راه هوایی به روش اسیلومتری
اندازه گیری مقاومت کامل تنفسی با تنفس طبیعی در زمان کوتاه
تست سریع و آسان
مناسب برای کودکان و افراد سالخورده
اندازه گیری امپدانس راه هوایی (مقاومت و راکتانس راه های هوایی)
فرکانس اندازه گیری از ۴ تا ۴۸ هرتز
بدون نیاز به همکاری بیمار
دقت اندازه گیری بالا
استفاده از سیگنال PRN Pseudo Random Noise برای اندازه گیری
نمایش مقادیر اندازه گیری شده در فرکانس های مختلف

